

Dermatix®-Gel di silicone per uso topico per prevenire la formazione di cicatrici su ferite appena rimarginate e per ridurre cicatrici immature in rilievo.

Che cos'è Dermatix® Gel?

Dermatix® è un gel trasparente di silicone che, trattando le cicatrici dovute a interventi chirurgici, ustioni e altre lesioni, asciuga rapidamente e contribuisce all'idratazione cutanea. Dermatix® appiattisce, ammorbidisce e rende più lisce le cicatrici, allevia il dolore, il prurito e il disagio ad esse correlato, oltre a rendere meno accentuato l'arrossamento associato al tessuto cicatriziale. Dermatix® gel è facilmente applicabile su tutte le superfici cutanee, compresi viso, articolazioni e parti del corpo sollecitate dal movimento e asciuga rapidamente, formando una "pellicola" trasparente.

Dermatix® è stato sviluppato utilizzando gli stessi polimeri di base a catena lunga impiegati nelle pellicole in gel di silicone ed è disponibile in tubo. Il gel contiene polisilossano ed è disponibile in tubi da 6g, 15g e 60g*.

A che cosa serve Dermatix® gel?

Dermatix® si usa per il trattamento e la prevenzione di cheloidi e cicatrici ipertrofiche (ad esempio quelle derivanti da procedure chirurgiche generali, ferite traumatiche e ustioni) dopo la completa guarigione della ferita e in presenza di una superficie cutanea intatta. Si utilizza anche per cicatrici immature di colore rosso in rilievo in fase di guarigione attiva, spesso fino a due anni dopo la chiusura della ferita.

Come si usa Dermatix® gel?

Rimuovere il cappuccio del tubo e tagliare la punta. Lavare l'area interessata e asciugare tamponando, poiché Dermatix® deve essere applicato solo su pelle asciutta e pulita. Spalmare massaggiando delicatamente una piccola quantità di gel sulla cicatrice. Se si applica una quantità eccessiva di prodotto, è necessario rimuoverla delicatamente con un panno in modo da evitare che gli indumenti si macchino. Dopo che Dermatix® gel si è asciugato, può essere applicato trucco e cosmetici. Applicare due volte al giorno, mattina e sera per almeno due mesi. In caso di cicatrici difficili, può essere necessario continuare il trattamento. Dermatix® può essere usato anche nei bambini.

Quando Dermatix® gel non deve essere utilizzato?

- Dermatix® non deve essere applicato su ferite aperte in via di guarigione.
- Dermatix® non deve essere applicato a contatto con membrane mucose o nelle zone vicine agli occhi.
- Dermatix® non deve essere applicato su cute trattata con altri prodotti medicinali ed altri prodotti ad uso topico senza il consiglio del medico.

Ci sono possibili effetti indesiderati di Dermatix® gel?

Raramente il gel può causare arrossamento, dolore o irritazione cutanea. In caso di reazioni, sospendere l'uso del prodotto. Per qualsiasi dubbio su questi o altri effetti indesiderati consultare il proprio medico o il farmacista.

Come si deve conservare Dermatix® gel?

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperature inferiori a 25 °C e lontano da fonti di calore.
- Non usare Dermatix® dopo la data di scadenza (☞) riportata sulla confezione.

Altre informazioni

È possibile ricevere altre informazioni su Dermatix® dal farmacista o dal medico.

Importatore e distributore:

GMM Farma S.r.l. - via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)

Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:

- Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
- ⓗ Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

* Non tutti i Paesi hanno tutte le presentazioni

Data ultima revisione foglietto illustrativo, 06/2018

 Hanson Medical, Inc. Kingston, WA 98346, USA

 Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza (MB), Italia